



RETROGRADE IR PLATFORM


Een ideaal werkoppervlak boven de patiënt voor
retrograde femorale toegang.

RETROGRADE IR PLATFORM

Een lichtgewicht werkoppervlak boven de patiënt dat de workflow en patiëntveiligheid verbetert tijdens retrograde femorale toegangsprocedures.



Het Retrograde IR Platform is de ideale ondersteuning voor uw apparatuurbehoefte en biedt een groot, stabiel gebied voor de manipulatie en het beheer van katheters en voerdraden.



Het werkoppervlak stelt het team in staat om dicht bij de toegangslocatie te werken, naast hun apparatuur waar ze die nodig hebben.

Het in hoogte verstelbare werkoppervlak is handig uitgelijnd met de femorale toegangslocatie en verbetert het comfort van de patiënt doordat er niet direct op of rond de benen van de patiënt gewerkt hoeft te worden.





Het is uitzonderlijk licht, sterk, radiolucent en uiterst eenvoudig te installeren door het over een liggende patiënt te plaatsen die op de beeldvormingstafel ligt. Het platform kan op zijn plaats worden vergrendeld om de veiligheid te garanderen wanneer de patiënt onrustig is.


Dankzij het modulaire ontwerp kunt u het werkoppervlak aanpassen aan uw vereisten van uw procedure.

Retrograde IR Platform biedt een groot oppervlak voor uw procedureapparatuur. Hij kan op twee verschillende lengtes worden ingesteld met de optie om een verlengstuk toe te voegen. Het hoofdplatform is zeer geschikt voor procedures met kortere draden en snel verwisselbare kathetersystemen. Het verlengde platform is geschikt voor procedures met langere apparatuur.

IR Platform Extension
Niet compatibel met AM0450 Retrograde Main Platform - Narrow



Retrograde IR Platform – Narrow biedt een smal oppervlak voor uw procedureapparatuur. Het geeft toegang tot hulpapparatuur op de achterste tafelrail en brengt de arts dicht bij het werkgebied. Dit platform is zeer geschikt voor procedures met kortere draden en snel verwisselbare kathetersystemen.



Productcodes

Retrograde IR Platform + Extension
AM0420

Retrograde IR Platform without Extension
AM0400



IR Platform Extension
AM0410

Retrograde IR Platform – Narrow
AM0450

Belangrijkste kenmerken en voordelen

- | Sterk stabiel werkoppervlak
- | Snelle installatie en verwijdering
- | Wordt over de patiënt vastgezet
- | Eenvoudige positionering
- | Röntgendoorschijnend
- | Eenvoudig te reinigen

Specificaties

Apparaat	Retrograde IR Platform + Extension AM0420	Retrograde IR Platform – Narrow AM0450
Afmetingen	 *Lengte kan worden vergroot tot 2.000 mm met de Extension van het platform **Hoogte verstelbaar van 190 - 406 mm (volledig uitgeschoven + Leg Extension)	 ***Hoogte verstelbaar van 181 - 401 mm (volledig uitgeschoven + Leg Extension)
Gewicht	Retrograde IR Platform without Extension: 8,7 kg IR Platform Extension: 3,6 kg	Retrograde IR Platform – Narrow: 5,3 kg

Neem contact met ons op voor meer informatie adeptmedical@adept.co.nz



Toepassingen

Interventionele cardiologie

- Coronaire angiografie/percutane coronaire interventie.
- Diagnostische en interventionele elektrofysiologieprocedures.
- Structurele hart- en soortgelijke procedures, bijvoorbeeld percutane aortaklepimplantatie (TAVI), aortastenting.

Interventionele radiologie

- Interventionele oncologie
- Vasculaire procedures
- Neurovasculair
- Perifeer



Toepassingsgebieden voor dit hulpmiddel



Interventionele
radiologie



Interventionele
cardiologie



Interventionele
neuroradiologie



Fabrikant

Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St,
Morningside
Auckland 1025, Nieuw-Zeeland