



**PRODUCTCATALOGUS**

 **Transflux**<sup>®</sup>  
sustainable contrast delivery




## REFERENTIES

productreferenties en beschrijvingen

REF	PRODUCT	BESCHRIJVING	LENGTE
PR-20199	Transflux 20 cm	Verlenglijn met twee ventielen met Disconnect-functie	20 cm
PR-21379	Transflux 45 cm	Verlenglijn met twee ventielen met Disconnect-functie	45 cm
PR-21430	Transflux CT45 RM	Verlenglijn met twee ventielen met roterende mannelijke connector	45 cm
PR-21393	Transflux 100 cm	Verlenglijn met twee ventielen met Disconnect-functie	100 cm
PR-21410	Transflux 150 cm	Verlenglijn met twee ventielen met Disconnect-functie	150 cm
PR-20203	Transflux 250 cm	Verlenglijn met twee ventielen met Disconnect-functie	250 cm
PR-21417	CT 20 CF	Verlenglijn met twee ventielen zonder Disconnect-functie	20 cm
PR-21420	CT 45 CF	Verlenglijn met twee ventielen zonder Disconnect-functie	45 cm
PR-20206	Transflux MRI 150cm Laag Volume	Verlenglijn met twee ventielen met kleinere binnendiameter	150 cm

### Duurzame contrastmiddelenlijn Transflux®

De Transflux® is een efficiënte, veilige en kosteneffectieve oplossing voor het toedienen van contrastmiddelen. U hoeft niet langer per patiënt van spuiten te wisselen—alleen de Transflux® wordt vervangen. Dit bespaart kosten, vermindert afval, verhoogt de doorstroom en bespaart tijd. De gepatenteerde ontkoppelingsfunctie biedt directe toegang tot de patiënt bij bijwerkingen, vergemakkelijkt controle op extravasaties en voorkomt zo complicaties. Na de procedure beschermt een deel van de Transflux® de Transset® tegen omgevingsbesmetting.



## REFERENTIES

productreferenties en beschrijvingen

REF	PRODUCT	BESCHRIJVING	LENGTE
PR-20197	Transset Mono Vul- en injectieset	Vul- en injectieset voor injector met één spuit	130 cm
PR-20198	Transset Duo Vul- en injectieset	Vul- en injectieset voor injectoren met twee spuiten	130 cm
PR-30510	Transset Duo Spiraal	Spiraalvul- en injectieset voor injectoren met twee spuiten	180 cm
PR-30512	Transset Duo Spiraal XL	Spiraalvul- en injectieset voor injectoren met dubbele spuiten	250 cm
PR-30511	Transset Duo MRI Spiraal	Spiraalvul- en injectieset voor MRI-injectoren met dubbele spuiten	130 cm

### Duurzaam contrastvloeistof vullen en injecteren met Transset®

De Transset® is een efficiënte, veilige en kosteneffectieve oplossing voor het toedienen van contrastmiddelen. Spuiten hoeven niet langer per patiënt te worden vervangen. De Transflux® beschermt de herbruikbare Transset® tussen patiënten. Bij correct gebruik kan de Transset® 24 uur worden ingezet in combinatie met de Transflux®. Alleen de Transflux® wordt per patiënt vervangen. Dit bespaart kosten, vermindert afval, bespaart tijd en verhoogt de patiëntdoorstroom.



## REFERENTIES

productreferenties en beschrijvingen

REF	MERK	PRODUCT	BESCHRIJVING	VOOR INJECTOR
PR-91121	Guerbet	Optivantage spuiten + Transset	2x 200 ml spuit en vullijn Transset	Guerbet Optivantage
PR-91111	Guerbet	Optivantage spuiten	1x 200 ml spuit	Guerbet Optivantage
PR-91140	Guerbet	Optistar spuiten	MR 2 x 60ml spuit	Guerbet Optistar
PR-91221	Bayer	Stellant spuiten + Transset	2x 200 ml spuit en vullijn Transset	Bayer Stellant
PR-91210	Bayer	Stellant spuit	1x 200 ml spuit	Bayer Stellant
PR-91321	Nemoto	Dual shot spuiten + Transset	2x 200 ml spuit en vullijn Transset	Nemoto Dual shot
PR-91310	Nemoto	Dual shot spuit	1x 200 ml spuit	Nemoto Dual shot
PR-91340	Nemoto	Sonic shot spuiten	2x 60ml; 1x Spiraalslang 2500mm; 2x Spike	Nemoto Sonic shot
PR-91421	Medtron	Accutron spuiten + Transset	2x 200 ml spuit en vullijn Transset	Medtron Accutron
PR-91410	Medtron	Accutron spuit	1x 200 ml spuit	Medtron Accutron
PR-91520	Bracco	EZEM Empower spuit	2x 200 ml spuit, 1x 1500 mm verbindingsslang, 2x spike	Bracco EZEM Empower
PR-91510	Bracco	EZEM Empower spuit	1x 200 ml spuit	Bracco EZEM Empower
PR-91540	Bracco	EZEM Empower spuit	2x 200 ml spuit, 1x 2500 mm verbindingsbuis, 2x spike	Bracco EZEM Empower

### Transset® compatibele spuiten

Onze spuiten bieden een betrouwbare, kostenefficiënte oplossing voor het toedienen van contrastmiddelen in verschillende injectorsystemen. Alle spuiten zijn compatibel met onze Transset en kunnen worden besteld als een complete set voor het gemak of als 2 afzonderlijke producten voor flexibiliteit. Bij gebruik in combinatie met de Transflux hoeft alleen de Transflux na elke patiënt te worden vervangen. De spuiten en Transset zijn goed voor 24 uur of 50 activeringen, wat kosten bespaart, afval aanzienlijk vermindert en productinstellingstijd bespaart.

# Transflux® & Transset®

de veiligste combinatie



Op zoek naar een distributeur in uw regio? Meer informatie is beschikbaar op [www.trans-flux.com](http://www.trans-flux.com).



**trans-flux.com**

**P&R MEDICAL BV**

Wetenschappark 5  
3590 Diepenbeek, België  
+32 (0)11 23 46 82  
info@trans-flux.com



volg ons op sociale media

verdeeld door: